

Безопасный шприц

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЪЕКЦИЙ



- ✓ **Безопасное применение** благодаря автоматическому механизму защиты
- ✓ **Безопасное и простое обращение** благодаря более удобному и нескользкому шприцу и лучшей удобочитаемости
- ✓ **Безопасная утилизация**

Предложение



Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Potsdamer Straße 8
10785 Berlin

334932—SADE. ENO.16.10.2478

ПРОСТАЯ ПОДГОТОВКА



- 1 Продезинфицируйте выбранное место укола смоченной в алкоголе салфеткой.



- 2 Прямо стяните защитный колпачок с иглы. Стряхните капли с кончика иглы, но не стирайте их.



- 3 В продезинфицированном месте соберите кожу в складку между большим и указательным пальцем.

ПРОСТАЯ ИНДЕКЦИЯ



- 4 Введите иглу вертикально под углом 90 градусов. Важно впрыснуть всю дозу, чтобы активировался автоматический механизм защиты.



- 5 Медленно вытяните иглу. При этом защитная оболочка автоматически надвигается на иглу и закрывает её. Только после этого отпустите складку кожи.



- 6 Теперь шприц можно безопасно утилизировать.