

Güvenli Enjektör

HASTALARA YÖNELİK BILGILENDİRME



- ✓ Otomatik koruma mekanizması nedeniyle **güvenli uygulama**
- ✓ Daha rahat elde tutulma ve daha iyi okunabilirlik nedeniyle **güvenli ve basit kullanım**
- ✓ **Güvenli imha**

Ein Service von



sanofi aventis

Das Wichtigste ist die Gesundheit

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Potsdamer Straße 8
10785 Berlin

229-200-047-319286-4135

BASİT HAZIRLAMA



- 1 İğnenin yapılacağı yeri alkollü pamukla silerek dezenfekte ediniz.



- 2 İğnenin ucundaki güvenlik kapağını düz bir şekilde çekerek çıkarınız. İğnenin ucundaki damlayı sallayarak düşürünüz, iğne ucunu bir yere sürmeyiniz.



- 3 Dezenfekte edilmiş yerde, işaret ve baş parmağınız arasında kalan cildi sıkarak bir çıkıntı oluşturunuz.

BASİT ENJEKSİYON



- 4 İğneyi dikey bir şekilde, 90o derecelik bir açıyla batırınız. Otomatik koruma mekanizmasının aktive edilmesi için dozun tümünün verilmesi önemlidir.



- 5 İğneyi yavaşça çekiniz. Bu esnada koruma kapağı otomatik olarak iğnenin etrafını çevreleyerek emniyete alır. Parmaklarınız arasındaki sıkışık cildi artık bırakınız.



- 6 Şimdi iğneyi herhangi bir tehlike oluşturmaksızın imha edebilirsiniz.