

Применение готового шприца с антиромботическим препаратом «Sanofi»

Руководство для пациентов по выполнению инъекции

Ваш врач выписал Вам низкомолекулярный гепарин.

- Инъекция позволит предотвратить возникновение тромбоза или эмболии легочной артерии либо растворить уже образовавшийся сгусток
- Вы можете сделать себе укол самостоятельно или обратиться за помощью к лицу, которому Вы доверяете.

Простая подготовка



1. Вымойте руки. Выберите место с левой или правой стороны живота. Место укола должно быть расположено сбоку, как минимум в 5 см от пупка. Очистите предполагаемое место инъекции тампоном, смоченным спиртом, или водой с мылом. Примите расслабленное и удобное положение сидя или лежа. При этом Вам по-прежнему должно быть видно место для укола.



2. Возьмите шприц и снимите с него защитный колпачок. На кончике иглы может остаться капля. В этом случае нужно стряхнуть каплю, слегка прикоснувшись к готовому шприцу с направленной вниз иглой. Теперь можно проводить инъекцию.

Удалять пузырьки воздуха в готовом шприце запрещено!



3. На очищенном участке между большим и указательным пальцем сформируйте складку кожи и удерживайте ее до извлечения инъекционной иглы.

Простая инъекция



4. Полностью введите иглу (по всей длине) перпендикулярно под углом 90°, осторожно надавливайте на шток-поршень шприца и инъекируйте всё содержимое шприца (учтите, пожалуйста, возможно отличающиеся указания Вашего врача по дозировке). При этом Вы не должны ослаблять силу удерживания кожной складки.

Важно полностью вдавить шток-поршень шприца для того, чтобы был активирован защитный механизм.



5. После завершения инъекции извлеките шприц, держа его прямо. Защитная оболочка автоматически надвигается на иглу и охватывает ее.

После этого можно отпустить кожную складку.



6. Выбросьте использованный шприц в защищенный от прокалывания контейнер для утилизации. Тщательно закройте крышку контейнера и храните его в недоступном для детей месте.



Отсканируйте QR-код и получите дополнительную информацию в приложении **Inject-App** для Вашего устройства (iOS, Android)!



Вы можете загрузить руководства на **10 других языках!**
www.thromboseportal.eu/injektionsanleitung

Логотип Apple и App Store являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc. Логотип Android и Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.