

Anwendung einer Thrombose-Fertigspritze von Sanofi

Injektionsanleitung für Patienten

Ihr Arzt hat Ihnen ein niedermolekulares Heparin verordnet.

- Damit soll entweder eine Thrombose oder eine Lungenembolie verhindert oder ein bestehendes Gerinnsel aufgelöst werden.
- Sie können sich die Spritze selbst geben oder Sie fragen eine Person Ihres Vertrauens.

Einfache Vorbereitung



1. Waschen Sie Ihre Hände. Suchen Sie sich eine Stelle auf der rechten oder der linken Seite Ihres Bauchs aus. Die Einstichstelle sollte in mindestens 5 cm Entfernung seitlich von Ihrem Bauchnabel liegen. Reinigen Sie die geplante Einstichstelle mit einem Alkoholtupfer oder mit Wasser und Seife. Sitzen oder liegen Sie entspannt und bequem. Sie sollten die Einstichstelle weiterhin sehen können.



2. Nehmen Sie die Spritze und entfernen Sie die Schutzkappe. An der Spitze der Nadel kann ein Tropfen haften bleiben. Falls dies der Fall ist, muss der Tropfen vor der Injektion durch Antippen der Fertigspritze mit nach unten zeigender Nadel entfernt werden. Die Injektion kann nun durchgeführt werden.

Die Luftblase in der Fertigspritze darf nicht entfernt werden!



3. Bilden Sie an der gereinigten Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger eine Hautfalte, die Sie bis zum Herausziehen der Injektionsnadel halten.

Einfache Injektion



4. Führen Sie die Nadel in ihrer gesamten Länge senkrecht in einem Winkel von 90° ein, drücken Sie den Spritzenstempel vorsichtig nach unten und injizieren Sie den gesamten Inhalt der Spritze (bitte beachten Sie gegebenenfalls davon abweichende Dosierangaben Ihres Arztes/Ihrer Ärztin). Die Hautfalte darf nicht gelockert werden.

Wichtig ist, dass Sie den Spritzenstempel vollständig eindrücken, damit der Schutzmechanismus aktiviert wird.



5. Ziehen Sie nach der vollständigen Injektion die Spritze gerade heraus. Die Schutzhülle schiebt sich automatisch über die Nadel und schließt diese ein.

Danach können Sie die Hautfalte loslassen.



6. Werfen Sie die verwendete Spritze in einen durchstichsicheren Abfallbehälter. Schließen Sie den Deckel des Behälters sorgfältig und bewahren Sie den Abfallbehälter für Kinder unzugänglich auf.



QR-Code scannen und weitere Informationen in der Inject-App für Ihr Smart-Device (iOS, Android) finden!



Laden Sie sich die Anleitungen in 10 weiteren Sprachen herunter!
www.thromboseportal.eu/injektionsanleitung

Das Apple-Logo und der App Store sind eingetragene Marken der Apple Inc. Das Android-Logo und Google Play sind Marken von Google LLC.